

Brennanleitung für KERAPLUS Zirkonkeramik

(für vertikale Ofensysteme)

	Start-Temp.	Trockenzeit	Temp.-Anstieg	Vakuum	End-Temp.	Haltezeit
Liner	450 °C	4 min.	55 °C / min.	ja	800 °C	1 min.
Schulterbrand	450 °C	4 min.	45 °C / min.	ja	830 °C	1 min.
1. Dentinbrand	450 °C	6 min.	45 °C / min.	ja	810 °C	1 min.
2. Dentinbrand	450 °C	6 min.	45 °C / min.	ja	800 °C	1 min.
Glanzbrand	480 °C	2 min.	45 °C / min.	nein	800 °C	1 min.

H:\QMS\Anleitungen\KERAPLUS ZIRKON BRENNANLEITUNG.DOCX \01.03.2011 \rr AZ & PARTNER AG, Dorfchärn, 6243 Egolzwil

Brennanleitung für KERAPLUS Zirkonkeramik

(für vertikale Ofensysteme)

	Start-Temp.	Trockenzeit	Temp.-Anstieg	Vakuum	End-Temp.	Haltezeit
Liner	450 °C	4 min.	55 °C / min.	ja	800 °C	1 min.
Schulterbrand	450 °C	4 min.	45 °C / min.	ja	830 °C	1 min.
1. Dentinbrand	450 °C	6 min.	45 °C / min.	ja	810 °C	1 min.
2. Dentinbrand	450 °C	6 min.	45 °C / min.	ja	800 °C	1 min.
Glanzbrand	480 °C	2 min.	45 °C / min.	nein	800 °C	1 min.

H:\QMS\Anleitungen\KERAPLUS ZIRKON BRENNANLEITUNG.DOCX \01.03.2011 \rr AZ & PARTNER AG, Dorfchärn, 6243 Egolzwil